

## SCHEDA PRODOTTO



## ForteWaferBase

### TUTTI I TIPI DI EQUINI

Cavalli con attività leggera  
Cavalli da scuola  
Puledri in accrescimento

Le sue caratteristiche fisiche consentono di mantenere elevato lo stimolo della masticazione e ruminazione, favorendo un quadro metabolico ruminale particolarmente stabile che gioca a favore di una elevata ingestione. L'efficace processo di estrazione garantisce un basso contenuto di polvere per favorire una migliore funzionalità del sistema respiratorio.

### UTILIZZO

**ForteWaferBase** va somministrato a cavalli in attività e allenamento in ragione di 1-1,5 kg/100 kg di peso corporeo. Lasciare a disposizione foraggio di buona qualità e acqua pulita. Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.

### INGREDIENTI

- Medica disidratata depolverizzata
- Fieni polifiti depolverizzati
- Melasso di canna
- Sciroppo di glucosio e fruttosio, maltodestrine, saccarosio
- Vitamina E 3a700
- 3a890 Cloruro di colina
- Butilidrossitoluene (BHT) E 321

### VALORI NUTRIZIONALI

(DATI MEDI SUL TAL QUALE)

PROTEINA GREZZA	12 %
OLI E GRASSI GREZZI	2 %
CELLULOSA GREZZA	26 %
CENERI GREZZE	6 %
SODIO TOTALE	0.05 %

### CONFEZIONAMENTO

- sacconi da 1000 kg su bancale
- sacchi da 20-25 kg su bancale

### INFO CARICO

22-24 ton su bilico o autotreno  
21-22 ton su container 40' HC

